




Transmuraal Formularium Astma & COPD

Stroomschema voor keuze type inhalator



Voor alle inhalatoren geldt:



In-Check DIAL

Het apparaat is bedoeld als een hulpmiddel. Het meet de hoogste inspiratoire flow-snelheid en kan de weerstandskennmerken van de specifieke inhalator van een patiënt meten. Goede inhalatie-instructie vormt altijd de basis voor goed gebruik. Leg tijdens de instructie uit waarom de patiënt bepaalde handelingen moet verrichten; eerst goed uitademen en de juiste houding aannemen bij het inhaleren.